


# 전문가처럼 검사해보세요


## 결과는 이렇게 볼 수 있습니다

아래 예시와 같이, 양성 결과가 짙게 또는 희미하게 보일 수 있습니다. 분홍에서 적색을 띤 대조선은 모두 양성 결과를 나타냅니다.



짙은 대조선

희미한 대조선



음성 결과에는 오직 시험선만 나타납니다.




시험선

대조선이 나타나지 않음



팍스로비드(Paxlovid)와 같은 경구 COVID-19 치료는 증상 발현 후 5일 이내에 투여되어야 합니다. 증상을 발현하자마자 검사받는 것이 중요합니다. **COVID에 걸렸어도 때로 항원 검사는 음성 결과를 보일 수 있기에, 반드시 격리한 뒤, 24시간에서 48시간이 경과한 후 재검사합니다.**

50세 이상의 나이에 속하거나, 또는 기저질환이 있거나, 또는 COVID 백신 상태를 최신으로 유지하지 않은 사람이 항원 검사에 음성 결과를 받을 경우, 중합효소 연쇄반응(PCR) 검사를 고려해보는 것이 좋습니다. PCR 검사가 감염을 조기에 발견할 가능성이 더 높기에, 더 신속히 본인의 양성 상태를 발견하고 치료받을 수 있습니다.



시험선이 나타나지 않거나 어떠한 선도 나타나지 않음

시험선이 나타나지 않거나 어떠한 선도 나타나지 않을 경우 검사 결과는 **무효입니다**. 무효 결과는 재검사가 필요함을 의미합니다.