


專業自檢

如何讀懂您的檢測結果

如下圖所示意，**陽性結果可深可淺**。只要檢測線有一點粉紅或紅色印記，即為陽性結果。




深色檢測線



淺色檢測線

陽性結果實際效果圖



只要檢測線顏色可見，即為陽性。
檢測線顏色可能會非常淺。

陰性結果只顯示一條對照線。



對照線



無檢測線




Paxlovid 等 COVID-19 口服治療藥物必須在症狀出現後 5 日內服用。一旦出現症狀，立即進行檢測至關重要。有時，雖然已經感染 COVID，但抗原檢測結果也可能呈陰性，因此請您自我隔離，並在間隔24至48小時後再次進行檢測。

如果抗原檢測呈陰性，50歲以上**或**患有健康問題**或**未接種最新COVID疫苗的人群應考慮進行PCR檢測。PCR檢測更有可能儘早檢測出感染，讓您在更早知曉自己為陽性，並尋求治療。



無對照線或
兩條線均未出現



當沒有對照線或根本沒有線出現時，結果**無效**。
這意味著您需要重測一次。

