

صلاحية اختبار فيروس كورونا الخاص بي على وشك الانتهاء! كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن هذا.

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية النهائي لهذا الاختبار الموجود على العلبة

كيف يمكنك إيجاد خط التحكم


1

كيف يجب أن يبدو الاختبار عند إخراجها من العلبة.



2

أضف عينة سائلة. سيظهر خط التحكم. أما إذا لم يظهر، فتجاهل هذا الاختبار.



* سيختلف الوقت باختلاف العلامة التجارية لاختبار فيروس كورونا الذاتي

3

إذا كانت النتيجة إيجابية، فسيظهر خط الاختبار في غضون 10-30 * دقيقة. قد تظهر النتائج الإيجابية داكنة أو باهتة.



ثق في نتائجك الإيجابية!

فاحتمال ظهور نتائج إيجابية خاطئة ضئيل جداً.

يمكنك استخدام الاختبار منتهي الصلاحية طالما أن خط التحكم يعمل.

النسخة_Arabic



للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة باختبار فيروس كورونا، اتصل بالخط المباشر لـ ACPHD على 7080-577-510 أو قم بزيارة covid-19.acgov.org/testing

صلاحية اختبار فيروس كورونا الخاص بي على وشك الانتهاء! كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن هذا.

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية النهائي لهذا الاختبار الموجود على العلبة

كيف يمكنك إيجاد خط التحكم


1

كيف يجب أن يبدو الاختبار عند إخراجها من العلبة.



2


أضف عينة سائلة. سيظهر خط التحكم. أما إذا لم يظهر، فتجاهل هذا الاختبار.



* سيختلف الوقت باختلاف العلامة التجارية لاختبار فيروس كورونا الذاتي

3

إذا كانت النتيجة إيجابية، فسيظهر خط الاختبار في غضون 15-30 * دقيقة. قد تظهر النتائج الإيجابية داكنة أو باهتة.



ثق في نتائجك الإيجابية!

فاحتمال ظهور نتائج إيجابية خاطئة ضئيل جداً.

يمكنك استخدام الاختبار منتهي الصلاحية طالما أن خط التحكم يعمل.

النسخة_Arabic



للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة باختبار فيروس كورونا، اتصل بالخط المباشر لـ ACPHD على 7080-577-510 أو قم بزيارة covid-19.acgov.org/testing